


Digitale Mikroskopie für sexuell übertragbare Krankheiten



Modul

Vision Cyto STD (Sexuell übertragbare Krankheiten)




Automatisches Scannen von Objektträgern


Digitale Objektträger-Vorbereitung

Galerie folgender Zellen:


- Trichomonas vaginalis
- Neisseria gonorrhoeae
- Candida spp.
- Clue cells




Trichomonas vaginalis



Candida Spp.



Neisseria gonorrhoeae




Clue cells

Tests auf sexuell übertragbare Infektionen


Administrative Module

Vision Manager



Automatisierung von Analyseverfahren,
Datenverarbeitungsregeln


Vision Remote



Remote Arbeitsplatz: Dezentrale Arbeitsweise

Beratungs- und Bildungsmodul

Vision Suite



Cloud/Server für Telemedizin und Fernkonsultationen mit
Kollegen

Künstliche Intelligenz



Künstliche Intelligenz (KI) kombiniert Algorithmen und Technologien, die es Computern ermöglichen zu lernen und von Menschen bereitgestellte Aufgaben zu lösen.

KI beschleunigt die Verarbeitung und Interpretation von Daten und ermöglicht die effiziente Ausführung der umfassendsten Aufgaben, einschließlich der medizinischen Bildanalyse

Klinische Anwendungen




Die neuesten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz bieten Lösungen für die Aufgaben im Zusammenhang mit der Automatisierung in der digitalen Mikroskopie.

Unsere Technologien beschleunigen den Diagnoseprozess, reduzieren die Analysezeit und verringern die Subjektivität der erhaltenen Ergebnisse.

Sie verbessern die Effizienz des Laborroutinebetriebs und bringen Mikroskopie Analysen auf den neuesten Stand der Technik.

Spezifikationen



Vision Assist
Cell Imaging Analyzer



Vision Pro
Cell Imaging Analyzer



Vision Ultimate
Cell Imaging Analyzer

Anwendungsmodul: Vision Cyto STD	Anwendungsmodul: Vision Cyto STD	Anwendungsmodul: Vision Cyto STD
Arbeitsweisen: Warteschlange (nur bei der 4 Objektträger Version)	Arbeitsweisen: Warteschlange, Direkter Zugriff	Arbeitsweisen: Warteschlange, Sequentieller und direkter Zugriff, STAT Testing, 24/7
Automatisches Scannen	Automatisches Scannen	Automatisches Scannen
1 oder 4 Objektträger	8 Objektträger	Bis zu 200 Objektträger
Manuelle Handhabung	2 Kassetten mit Objektträgern	Automatische Handhabung
Mikroskop für das Scannen	Mikroskop für das Scannen	Mikroskop für das Scannen
Computer	Computer	Computer
Monitor	Monitor	Monitor
—	—	Touchscreen-Monitor zur Steuerung
—	Eingebauter Barcode Reader (optional)	Eingebauter Barcode Reader
—	Automatischer Ölspeicher (optional)	Automatischer Ölspeicher
Optisches System: 10x, 50x Öl, 100x Öl	Optisches System: 10x, 60x Öl, 100x Öl	Optisches System: 10x, 50x Öl, 100x Öl
Hellfeld	Hellfeld	Hellfeld
Köhlersche Beleuchtung, LED	Köhlersche Beleuchtung, LED	Köhlersche Beleuchtung, LED
Bidirektionales LIS, LIS2-A2 (ASTM), HL7, Ethernet	Bidirektionales LIS, LIS2-A2 (ASTM), HL7, Ethernet	Bidirektionales LIS, LIS2-A2 (ASTM), HL7, Ethernet
Art. N.: 71150.00.019 (1 Objektträger) Art. N.: 71450.00.019 (4 Objektträger)	Art. N.: 72852.00.019 (8 Objektträger)	Art. N.: 73011.00.019 (200 Objektträger)

Für Forschungs- und Life science Zwecke. Kein medizinischer Anspruch, wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Spezifikationen zu ändern.

